


## Anticorpo Monoclonale Anti-Auh Per Wb E Elisa - Q13825

Numero articolo: CM0007050



### introduzione

AUH Rabbit mAb (Q13825) validato per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Cross-reattività con umano, topo e ratto. Adatto per lo studio del catabolismo della leucina mitocondriale e delle funzioni di legame all'RNA.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro        | Valore                                                                                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto    | AUH Rabbit mAb                                                                                                               |
| Note/Alias       | AUH                                                                                                                          |
| Specie           | Umano                                                                                                                        |
| GeneID (Umano)   | 549                                                                                                                          |
| GeneID           | 549                                                                                                                          |
| Immunogeno       | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 68-339 dell'AUH umano (NP_001689.1) |
| Sorgente         | Coniglio                                                                                                                     |
| Categoria        | Anticorpi Monoclonali                                                                                                        |
| Applicazione     | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                               |
| Cross Reattività | Umano, Topo, Ratto                                                                                                           |
| SWISS            | Q13825                                                                                                                       |
| Peso Proteico    | 36kDa                                                                                                                        |
| Spedizione       | Borsa del ghiaccio                                                                                                           |