


Anticorpo Policlonale Anti-Auh Coniglio Per Wb, Elisa - Q13825

Numero articolo: CM0026835



introduzione

Anticorpo policlonale anti-AUH coniglio di alta qualità validato per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Bersaglia la metilglutaconil-CoA idratasi coinvolta nella degradazione della leucina e nel metabolismo mitocondriale. Ideale per la ricerca sui disturbi metabolici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AUH Rabbit pAb
Note/Alias	AUH
Specie	Umano
GeneID (Umano)	549
GeneID	549
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 68-339 di AUH umano (NP_001689.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13825
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio