


## Anticorpo Policlonale Anti-Aurka Per Wb E Elisa - O14965

Numero articolo: CM0018025



### introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio bersaglia l'Aurora chinasi A umana (AURKA), una chinasi mitotica chiave. Convalidato per Western blot e ELISA, rileva una banda di ~46 kDa utilizzando un immunogeno ricombinante (aminoacidi 1-130). Adatto per la ricerca in oncologia e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | AURKA Rabbit pAb                                                                                                                                    |
| Note/Alias            | AIK; ARK1; AURA; BTAK; STK6; STK7; STK15; PPP1R47; AURKA                                                                                            |
| Specie                | Umana                                                                                                                                               |
| GeneID (Umana)        | 6790                                                                                                                                                |
| Immunogeno            | Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-130 di AURKA umana (NP_940837.1). |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                                            |
| Categoria             | Anticorpi policlonali                                                                                                                               |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                                           |
| Reattività incrociata | Umana                                                                                                                                               |
| SWISS                 | O14965                                                                                                                                              |
| Peso proteico         | 46kDa                                                                                                                                               |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                               |