


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Aurka Per Wb, If/Icc, Elisa - O14965

Numero articolo: CM0022433



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-AURKA umano (Aurora chinasi A), validato per WB, IF/ICC, ELISA, cross-reagisce con Umano, Mouse. Chinasi mitotica chiave coinvolta nella regolazione del ciclo cellulare e nella ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AURKA Rabbit pAb
Note/Alias	AIK; ARK1; AURA; BTAK; STK6; STK7; STK15; PPP1R47; AURKA
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	6790
Gene ID	6790
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 301-403 di AURKA umano (NP_003591.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	O14965
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio