

Anticorpo Monoclonale Anti-Aurora B Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Gd4

Numero articolo: CM0008056



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo contro Aurora B umana, applicabile in WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Per la ricerca sulla divisione cellulare e la mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Proprietà	Valore
Nome prodotto	Aurora B mAb di topo
Annotazioni / Alias	AIK2; AIM1; ARK2; AurB; IPL1; STK5; AIM-1; ARK-2; STK-1; STK12; PPP1R48; aurkb-sv1; aurkb-sv2
Specie	Umana
GeneID (umano)	9212
GeneID	9212
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di TLR4 umano (NP_004208.2).
Fonte	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q96GD4
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio