

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Aurora B Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96Gd4

Numero articolo: CM0002741



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Aurora B umana (Q96GD4). Validato per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul ciclo cellulare e la mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Aurora B Rabbit mAb
Note/Alias	AIK2; AIM1; ARK2; AurB; IPL1; STK5; AIM-1; ARK-2; STK-1; STK12; PPP1R48; aurkb-sv1; aurkb-sv2; Aurora B
Specie	Umana
GeneID (umano)	9212
GeneID	9212
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di Aurora B umana (NP_004208.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q96GD4
Peso proteico	39 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio