

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Aurora B Per Wb, Elisa - Q96Gd4

Numero articolo: CM0016246



introduzione

CamelBio offre un anticorpo policlonale di coniglio contro Aurora B (AURKB), validato per WB ed ELISA con reattività verso uomo, topo e ratto. Essenziale per lo studio della regolazione mitotica e della funzione del complesso passeggero cromosomico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Aurora B Rabbit pAb
Note/Alias	AIK2; AIM1; ARK2; AurB; IPL1; STK5; AIM-1; ARK-2; STK-1; STK12; PPP1R48; aurkb-sv1; aurkb-sv2; Aurora B
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	9212
ID del gene	9212
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di Aurora B umana (NP_004208.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q96GD4
Peso della proteina	39 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante