

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Auts2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wxx7

Numero articolo: CM0020081

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro AUTS2 (proteina del gene di suscettibilità all'autismo 2) validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Rileva AUTS2 umano, di topo e di ratto. Adatto per studi sul rimodellamento della cromatina e sullo neurosviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio contro AUTS2
Note/Alias	MRD26, FBRSL2, AUTS2
Specie	Umano
ID Gene	26053
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 550-770 di AUTS2 umano (NP_001120703).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8WXX7
Peso Proteico	139 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio