


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Avil (Advillin) Per Wb, If/Icc, Elisa - O75366

Numero articolo: CM0019203



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro AVIL umano (Advillin), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Ideale per lo studio dell'aggregazione dell'actina, della morfogenesi neuronale, della ciliogenesi e della formazione delle lamellipodie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AVIL Rabbit pAb
Note/alias	p92; DOC6; ADVIL; NPHS21; AVIL
Specie	Uomo
GeneID (umano)	10677
GeneID	10677
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 470-819 di AVIL umano (NP_006567.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O75366
Peso della proteina	92 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante