

Anticorpo Policlonale Anti-Avp Per Wb, Elisa - P01185

Numero articolo: CM0022927



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato all'AVP umana (vasopressina-neurofisina 2-copeptina) per WB ed ELISA. Validato su campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca neuroendocrina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AVP Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	VP; ADH; ARVP; AVRP; AVP-NP11; AVP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	551
GeneID	551
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P01185
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio