

Anticorpo Policlonale Anti-Avpi1 Per Wb E Elisa - Q5T686

Numero articolo: CM0017924

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro AVPI1 (VIP32/VIT32), convalidato per campioni umani, di topo e di ratto in WB e ELISA. Adatto per studi sulla chinasi MAP, ENaC e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AVPI1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	VIP32; VIT32; PP5395; AVPI1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	60370
ID Gene	60370
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-147 dell'AVPI1 umano (NP_068378.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q5T686
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio