

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Avpr2 Per Wb, Elisa - P30518

Numero articolo: CM0026865



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio basato su proteina ricombinante mirato al recettore della vasopressina V2 umano (AVPR2). Validato per WB ed ELISA. Ideale per studi sul riassorbimento renale di acqua e sui recettori accoppiati a proteine G.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AVPR2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	DI1; DIR; NDI; V2R; ADHR; DIR3; NDI1; AVPR2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	554
GeneID	554
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 232-371 dell'AVPR2 umano (NP_000045.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P30518
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio