

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Axin1 Per Wb Ed Elisa - O15169

Numero articolo: CM0014638



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-AXIN1 di alta qualità, validato per Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso AXIN1 umano, murino e di ratto. Ideale per lo studio della segnalazione Wnt/ β -catenina e dei meccanismi di soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-AXIN1
Note/Alias	AXIN; PPP1R49; AXIN1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	8312
GeneID	8312
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante corrispondente agli amminoacidi 1-351 di AXIN1 umano (NP_851393.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O15169
Peso della proteina	96 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante