

Anticorpo Policlonale Anti-Axin2 Per Wb, Elisa - Q9Y2T1

Numero articolo: CM0019468



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia AXIN2 umano (Axin-2/Conductina) convalidato per western blot e ELISA; presenta reazione crociata con topo e ratto. Uno strumento essenziale per la ricerca sulla via di segnalazione Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AXIN2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	AXIL; ODCRCS; AXIN2
Specie	Umana
ID gene (umano)	8313
ID gene	8313
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 400-500 di AXIN2 umano (NP_004646.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9Y2T1
Peso proteico	94 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio