

Anticorpo Policlonale Anti-Axin2 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y2T1

Numero articolo: CM0020369



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'umano AXIN2, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi sulla via di segnalazione Wnt. SWISS: Q9Y2T1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AXIN2 Rabbit pAb
Note/Alias	AXIL; ODCRCS; AXIN2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8313
ID Gene	8313
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 743-843 di AXIN2 umano (NP_004646.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y2T1
Peso Proteico	94kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio