


Anticorpo Monoclonale Anti-Axl Per Wb, Fc, Elisa - P30530

Numero articolo: CM0004597



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro Axl umano (UniProt P30530). Validato per WB, FC, ELISA. Rileva il recettore tirosin-chinasico da 98kDa coinvolto nella progressione del cancro e nell'ingresso virale. Adatto per la ricerca in oncologia e immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Axl Rabbit mAb
Note/Alias	ARK; UFO; JTK11; Tyro7; Axl
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	558
ID Gene	558
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-449 di Axl umano (NP_068713.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P30530
Peso Proteico	98kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio