


Anticorpo Monoclonale Anti-Axl Per Wb - P30530

Numero articolo: CM0004767



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro la tirosin-chinasi recettoriale umana Axl (UFO) per applicazioni di Western blot ed ELISA. Reagisce con Axl umano e murino, adatto per studi di segnalazione cellulare e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Axl Rabbit mAb
Note/Alias	ARK; UFO; JTK11; Tyro7; Axl
Specie	Umano
GeneID (Umano)	558
GeneID	558
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-449 di Axl umano (NP_068713.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P30530
Peso Proteico	98kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio