


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Azi2 Per Wb E Elisa - Q9H6S1

Numero articolo: CM0003474



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-AZI2 di alta qualità, validato per Western blotting e ELISA. Riconosce AZI2 (NAP1/TILP) umano, murino e di ratto, un adattatore chiave nell'immunità innata antivirale e nella segnalazione di NF-κB. Ideale per la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AZI2 Rabbit mAb
Note/Alias	AZ2, NAP1, TILP, AZI2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	64343
GeneID	64343
Immunogeno	Proteina ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 282-387 di AZI2 umano (NP_071906.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9H6S1
Peso proteico	45kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio