

Anticorpo Policlonale Anti-B-Raf Per Wb, Elisa - P15056

Numero articolo: CM0030894



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro B-Raf umano, validato per WB ed ELISA. Rileva B-Raf in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione delle MAP chinasi e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	B-Raf Rabbit pAb
Note/Alias	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; B-Raf
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	673
ID Gene	673
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 153-313 di B-Raf umano (NP_004324.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P15056
Peso Proteico	84kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio