

## Pab Di Coniglio Anti-B-Raf Per Wb, Ihc-P, Elisa - P15056

Numero articolo: CM0014747



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro B-Raf umano, validato per WB, IHC-P, ELISA. Indicato per lo studio della segnalazione MAPK nella ricerca oncologica. Reagisce anche con topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | pAb di coniglio B-Raf                                                                                                                                |
| Note/alias          | NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; B-Raf                                                                                                      |
| Specie              | Umano                                                                                                                                                |
| GeneID (umano)      | 673                                                                                                                                                  |
| GeneID              | 673                                                                                                                                                  |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 350-449 di B-Raf umano (NP_004324.2). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                                |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                     |
| Reattività crociata | Umano, topo, ratto                                                                                                                                   |
| SWISS               | P15056                                                                                                                                               |
| Peso della proteina | 84 kDa                                                                                                                                               |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                                                   |