

Anticorpo Policlonale Anti-B-Raf V600E Per Wb Ed Elisa - P15056

Numero articolo: CM0020829



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio ad alta specificità che riconosce il mutante oncogenico B-Raf V600E. Validato per Western blot ed ELISA; ideale per studi sulla segnalazione della via MAPK e per la ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	B-Raf V600E pAb di coniglio
Note/alias	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; B-Raf
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	673
GeneID	673
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 507-606 di B-Raf V600E (NP_004324.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P15056
Peso della proteina	84 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante