

Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-B3Galt4 Per Wb, Elisa - 096024

Numero articolo: CM0018403

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit diretto contro la B3GALT4 umana, una galattosiltransferasi residente nel Golgi coinvolta nella biosintesi dei gangliosidi. Validato per WB e ELISA; reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per la ricerca diagnostica e gli studi di glicobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	B3GALT4 Rabbit pAb
Note/Alias	GALT2; GALT4; BETA3GALT4; B3GALT4
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	8705
GeneID	8705
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-270 della B3GALT4 umana (NP_003773.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	096024
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio