

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-B4Galt1 Per Wb E Elisa - P15291

Numero articolo: CM0021511



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro B4GALT1 umana per Western blot e ELISA. B4GALT1 è una galattosiltransferasi di membrana del Golgi coinvolta nella sintesi degli N-glicani e nell'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	B4GALT1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	GT1; GTB; CDG2D; GGTB2; B4GAL-T1; beta4Gal-T1; B4GALT1
Specie	Umana
GeneID	2683 (Umana)
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-215 di B4GALT1 umana (NP_001488.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P15291
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio