


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-B4Galt1 [Validato Ko] Per Wb E Elisa - P15291

Numero articolo: CM0030485



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio validato KO mirato al B4GALT1 umano (beta-1,4-galattosiltransferasi 1). Adatto per Western blot (WB) ed ELISA. Ideale per studi sulla glicosilazione, adesione cellulare e sintesi del lattosio. UniProt P15291.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	[Validato KO] B4GALT1 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	GT1; GTB; CDG2D; GGTB2; B4GAL-T1; beta4Gal-T1; T1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2683
ID Gene	2683
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 45-210 del B4GALT1 umano (NP_001488.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P15291
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio