

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-B4Galt2 Per Wb, Elisa - O60909

Numero articolo: CM0022645

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro B4GALT2 umano, validato per Western blot ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Immunogeno ricombinante (aa 155-271). Peso molecolare previsto: 42 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	B4GALT2 Rabbit pAb
Note/Alias	B4Gal-T2; B4Gal-T3; beta4Gal-T2; B4GALT2
Specie	Umano
GeneID (umano)	8704
GeneID	8704
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 155-271 di B4GALT2 umano (NP_085076.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O60909
Peso della proteina	42 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante