

Anticorpo Policlonale Anti-B4Galt3 Per Wb & Elisa - O60512

Numero articolo: CM0023118

introduzione

Anticorpo policlonale anti-B4GALT3 di coniglio di alta qualità. Adatto per applicazioni WB ed ELISA. Rileva i livelli endogeni di beta-1,4-galattosiltransferasi 3 in campioni di uomo, topo e ratto. Ideale per studi su glicosilazione e metabolismo dei glicolipidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	B4GALT3 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	beta4Gal-T3; B4GALT3
Specie	Umana
GeneID (Umana)	8703
GeneID	8703
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-150 della B4GALT3 umana (NP_003770.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O60512
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio