

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-B4Galt4 Per Wb, Elisa - O60513

Numero articolo: CM0018191

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro B4GALT4 umano (beta-1,4-galattosiltransferasi 4) per Western blot ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Adatto per la glicobiologia e la ricerca sui biomarcatori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	B4GALT4 Rabbit pAb
Note/Alias	B4Gal-T4; beta4Gal-T4; B4GALT4
Specie	Uomo
GeneID (umano)	8702
GeneID	8702
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-344 di B4GALT4 umano (NP_003769.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O60513
Peso della proteina	40 kDa
Spedizione	Confezione refrigerata