

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-B6R Per Wb, Elisa - Q8V4S2

Numero articolo: CM0010005

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la proteina B6R del virus del vaiolo delle scimmie, validato per Western blot e ELISA. Specifico per il ceppo Zaire-96-I-16. Utile per studiare l'ingresso e la maturazione del virione extracellulare rivestito.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb coniglio B6R
Specie	Virus del vaiolo delle scimmie (ceppo Zaire-96-I-16)
GeneID	928902
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-279 della proteina B6R del virus del vaiolo delle scimmie (NP_536594.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Virus del vaiolo delle scimmie (ceppo Zaire-96-I-16)
SWISS	Q8V4S2
Peso molecolare proteico	35kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio