


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-B7-H4 / B7S1 / B7X Per Wb, Elisa - Q7Z7D3

Numero articolo: CM0022278



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega a B7-H4 umano (VTCN1), validato per Western blot e ELISA. Cross-reattività con il mouse. Adatto per la ricerca sull'immunoterapia del cancro e sulla regolazione delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	B7-H4 / B7S1 / B7x Rabbit pAb
Note/Alias	VTCN1; B7-H4; B7H4; B7S1; B7X; B7h.5; PRO1291; VCTN1; Inibitore dell'attivazione delle cellule T contenente dominio V-set 1; B7-H4 / B7S1 / B7x
Specie	Umano
GeneID (Umano)	79679
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 25-259 di B7-H4 / B7S1 / B7x umano (NP_078902.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Mouse
SWISS	Q7Z7D3
Peso proteico	9kDa/18kDa/20kDa/30kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio