

Anticorpo Policlonale Anti-B9D1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Upm9

Numero articolo: CM0030021

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro B9D1 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sulle ciglia e sulle ciliopatie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	B9D1 pAb coniglio
Note/Alias	B9; MKS9; EPPB9; MKSR1; JBTS27; MKSR-1; B9D1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	27077
GeneID	27077
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-130 di B9D1 umano (NP_056496.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UPM9
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio