

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-BaalC Per Wb, Elisa - Q8Wxs3

Numero articolo: CM0013685

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro BAALC, validato per WB ed ELISA. Reagisce crociatamente con BAALC umano, murino e di ratto. Supporta la ricerca sulla leucemia acuta e la neurobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BAALC Rabbit pAb
Note/Alias	BAALC
Specie	Umano
GeneID (umano)	79870
GeneID	79870
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-145 di BAALC umano (NP_079088.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q8WXS3
Peso della proteina	16 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante