

Anticorpo Policlonale Anti-Baat Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14032

Numero articolo: CM0029522

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro BAAT umano (bile acid-CoA:amino acid N-acyltransferase). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Immunogeno: proteina ricombinante (aa 309-418).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BAAT Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	BAT; HCHO; BACAT; BACD1; BAAT
Specie	Umano
GeneID (Umano)	570
GeneID	570
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 309-418 del BAAT umano (NP_001692.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q14032
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio