


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Bace1 Per Wb E Elisa - P56817

Numero articolo: CM0003829



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega al BACE1 umano (beta-secretasi 1), validato per WB e ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Essenziale per la ricerca e la diagnostica della malattia di Alzheimer.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BACE1 mAb Coniglio
Note/Alias	ASP2; BACE; HSPC104; BACE1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	23621
GenelD	23621
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 402-501 del BACE1 umano (P56817).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P56817
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio