


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Bace1 Per Wb, Ihc, If - P56817

Numero articolo: CM0029052



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si lega al BACE1 umano (beta-secretasi 1), applicabile per WB, IHC, IF ed ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto; l'immunogeno copre i residui 22-322. Ideale per la ricerca sul morbo di Alzheimer.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BACE1 Rabbit pAb
Note/Alias	ASP2, BACE, HSPC104, BACE1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	23621
Gene ID	23621
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-322 del BACE1 umano (NP_036236.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P56817
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio