


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Bach1 Per Wb, Elisa, Chip - O14867

Numero articolo: CM0006345



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio diretto contro il regolatore trascrizionale BACH1 (SWISS O14867), validato per WB, ELISA e CHIP. Reagisce crociatamente con antigeni umani e murini. Ideale per lo studio delle vie dello stress ossidativo e della regolazione genica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BACH1 mAb di coniglio
Note/Alias	BACH-1; BTBD24; BACH1
Specie	Uomo
GenelD (umano)	571
GenelD	571
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 410-736 di BACH1 umano (NP_001177.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA, CHIP
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	O14867
Peso della proteina	82 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante