

## Anticorpo Policlonale Anti-Bach1 Per Wb, Ip, Elisa - O14867

Numero articolo: CM0025680



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia BACH1 (BTB and CNC homolog 1), validato per WB, IP, ELISA; reagisce in modo crociato con umano e topo. Ideale per lo studio dello stress ossidativo e della regolazione della via NFE2L2.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | Anticorpo Policlonale BACH1 di Coniglio                                                                                     |
| Annotazioni/Alias   | BACH-1; BTBD24; BACH1                                                                                                       |
| Specie              | Umana                                                                                                                       |
| ID Gene (Umano)     | 571                                                                                                                         |
| ID Gene             | 571                                                                                                                         |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-320 di BACH1 umano (NP_996749.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                       |
| Applicazione        | WB, IP, ELISA                                                                                                               |
| Reattività Crociata | Umana, Topo                                                                                                                 |
| SWISS               | O14867                                                                                                                      |
| Peso Proteico       | 82kDa                                                                                                                       |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                       |