

Anticorpo Monoclonale Anti-Bad Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q92934

Numero articolo: CM0003415



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Bad umano (agonista associato a Bcl2 della morte cellulare), adatto per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Bad Rabbit mAb
Note/Alias	BBC2; BCL2L8; Bad
Specie	Umano
GeneID (Umano)	572
GeneID	572
Immunogeno	Peptide Sintetico (Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 di Bad umano (Q92934))
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q92934
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio