

Anticorpo Policlonale Anti-Bad Per Wb, If/Icc, Elisa - Q92934

Numero articolo: CM0014862



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio rivolto alla proteina Bad umana. Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sull'apoptosi e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Bad Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	BBC2; BCL2L8; Bad
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	572
ID gene	572
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50 e 150 della proteina Bad umana (NP_004313.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q92934
Peso proteico	18 kDa
Spedizione	Ghiaccio secco