

Anticorpo Monoclonale Anti-Baf57/Smарce1 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q969G3

Numero articolo: CM0012351



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro BAF57/SMARCE1 umano, validato per Western blot, immunofluorescenza/ICC, immunoprecipitazione ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Rileva una subunità di rimodellamento della cromatina cruciale nella neurogenesi e nella regolazione genica. Ideale per la ricerca in epigenetica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale Anti-BAF57/SMARCE1 di Coniglio
Note/Alias	CSS5; BAF57; BAF57/SMARCE1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6605
ID Gene	6605
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2-100 di BAF57/SMARCE1 umano (NP_003070.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q969G3
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio