

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Baf57/Smarce1 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q969G3

Numero articolo: CM0015404



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato KO contro BAF57/SMARCE1, una subunità del complesso di rimodellamento della cromatina SWI/SNF. Consigliato per WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto. Immunogeno: proteina ricombinante (aa 1-411).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] pAb di coniglio BAF57/SMARCE1
Note/Alias	CSS5; BAF57; E1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	6605
GeneID	6605
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-411 di BAF57/BAF57/SMARCE1 umano (NP_003070.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q969G3
Peso della proteina	47 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante