

Anticorpo Policlonale Anti-Baf60A Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Gm5

Numero articolo: CM0028323



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro BAF60a (SMARCD1), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca sul rimodellamento della cromatina e sullo neurosviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BAF60a Rabbit pAb
Note/Alias	Baf60a; D15Kz1; BAF60a
Specie	Topo
GeneID (Umano)	6602
GeneID	83797
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-120 di BAF60a di topo (NP_114030.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96GM5
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio