

Anti-Bag1 Anticorpo Monoclonale Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99933

Numero articolo: CM0002548

introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio che si targeting umano BAG1, convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Cross-reatta con topo e ratto. Utilizzato nella ricerca sull'apoptosi e sui chaperoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Bag1 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	HAP; BAG-1; RAP46; Bag1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	573
Gene ID	573
Immunogeno	Peptide sintetico, Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 100-200 del Bag1 umano (Q99933).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99933
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio