


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Bag1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q99933

Numero articolo: CM0015530



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro BAG1 umano (BAG-1/HAP/RAP46). Convalidato per WB, IF/ICC e ELISA. Rileva BAG1 (~39 kDa) umano e murino. Ideale per applicazioni di ricerca su apoptosi, chaperoni e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BAG1 Rabbit pAb
Note / Alias	HAP; BAG-1; RAP46; BAG1
Specie	Umana
GenelD (Umana)	573
GenelD	573
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q99933
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio