

Anticorpo Policlonale Anti-Bag2 Per Wb & Elisa - 095816

Numero articolo: CM0030400

introduzione

L'anticorpo policlonale Anti-BAG2 di CamelBio prodotto in coniglio bersaglia la proteina BAG2 umana, un fattore di scambio nucleotidico per le chaperonine HSP70/HSC70. Validato per Western blot e ELISA; supporta la ricerca sulla proteostasi, il controllo della qualità proteica e l'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	BAG2 Rabbit pAb
Note / Alias	BAG-2; dJ417I1.2; BAG2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	9532
GeneID	9532
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-211 della BAG2 umana (NP_004273.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	O95816
Peso proteico	24kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio