

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Bag3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O95817

Numero articolo: CM0014093

introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio BAG3 validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Mira al regolatore chaperone molecolare della famiglia BAG 3, un co-chaperone implicato nel controllo di qualità delle proteine e nell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BAG3 Rabbit pAb
Note/Alias	BIS; MFM6; BAG-3; CAIR-1; BAG3
Specie	Umano
GeneID	9531
Immunogeno	Proteina Ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 380-575 di BAG3 umano (NP_004272.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O95817
Peso Proteico	62kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio