

Anti-Bag4 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Ihc-P, Elisa - O95429

Numero articolo: CM0019277



introduzione

Anti-BAG4 Coniglio Anticorpo Policlonale validato per WB, IHC-P, ELISA su umano, topo, ratto. Bersaglia BAG4 (SODD), un regolatore di chaperone molecolare che inibisce HSP70 e previene la segnalazione costitutiva di TNFRSF1A.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BAG4 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	SODD; BAG-4; BAG4
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	9530
Gene ID	9530
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 del BAG4 umano (NP_001191807.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O95429
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio