

Anticorpo Policlonale Anti-Bag5 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9UI15

Numero articolo: CM0028062



introduzione

Anticorpo Policlonale BAG5 di Coniglio validato per WB, IHC-P, ELISA su umano, topo, ratto. Indirizza il co-chaperone BAG5 di HSP70, essenziale per la proteostasi e collegato alla cardiomiopatia. Ideale per la ricerca cardiaca e sui chaperoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Descrizione
Nome Prodotto	BAG5 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	BAG-5; CMD2F; BAG5
Specie	Umano
Gene ID	9529
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 198-447 di BAG5 umano (NP_004864.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UI15
Peso Proteico	51kDa
Spedizione	Borsa ghiacciata