

Anticorpo Policlonale Anti-Baiap2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uqb8

Numero articolo: CM0026780



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia BAIAP2 (proteina associata a IRSp53/BAI 2). Adatto per Western blot, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Ideale per studi sul citoscheletro di actina e sullo sviluppo neuronale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	BAIAP2 Rabbit pAb
Note/Alias	BAP2, WAML, FLAF3, IRSP53, BAIAP2
Specie	Uomo
ID Gene	10458
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 362-521 di BAIAP2 umano (NP_059344.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UQB8
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio