

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Baiap2L1 Per Wb, Elisa - Q9Uhr4

Numero articolo: CM0027450



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro BAIAP2L1 (IRTKS) convalidato per WB ed ELISA. Rileva la proteina BAIAP2L1 umana e murina, un adattatore con dominio BAR coinvolto nella riorganizzazione del citoscheletro di actina. Adatto per la ricerca sul citoscheletro e sulle infezioni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	BAIAP2L1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	IRTKS; BAIAP2L1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	55971
Gene ID	55971
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 198-388 di BAIAP2L1 umano (NP_061330.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9UHR4
Peso proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio