

Anticorpo Monoclonale Anti-Bak Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q16611

Numero articolo: CM0006172



introduzione

Bak Rabbit mAb rileva specificamente Bak umana e di scimmia. Validato per WB, IHC-P ed ELISA. Una scelta affidabile per la ricerca sull'apoptosi e lo sviluppo di IVD, supportata dalla fornitura di materie prime one-stop di CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Bak Rabbit mAb
Note/Alias	BAK; CDN1; BCL2L7; BAK-LIKE; Bak
Specie	Umano
GeneID (Umano)	578
GeneID	578
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 11-82 di Bak umana (NP_001179.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Scimmia
SWISS	Q16611
Peso Proteico	23kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio